



- UWAGI:
1. Instalację wykonać systemem podtylnkowym w rurkach.
 2. Układ zasilania TN-S.
 3. Obwody gniazd wykonać przewodem YDYt 3x2,5mm².
 4. W pomieszczeniach z wodą bieżącą (wc, łazienki itp.) zastosować osprzęt hermetyczny.
 5. W gabinecie dentytycznym gniazdo A umieścić w minipuszcze podłogowej z modułami Mosaic (f-my Legrand, nr katalog. 650300 lub 650350).

<div><div>BM</div><div>FIRMA BUDOWLANA I HANDLOWA</div><div>mgr inż. Barbara MALEC</div><div>malcibahara@poczta.onia.pl</div><div>91 - 020 ŁÓDŹ ul. Inowrocławska 5 m. 61</div><div>tel. kom. 602 22 90 70</div></div>			
TEMAT : PROJEKT ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W BĘDKOWIE			
LOKALIZACJA:	ul. Reymonta 8, 97-319 Będków, działki nr ew. 970, 271/1		
PROJEKTANT:	inż. Jerzy Jakubowski		
	upr. nr NB.IV.734249/98		
ASYSTENT:			
TYTUŁ RYS.:	SCHEMAT INSTALACJI GNIAZD - PARTER.		
DATA:	STYCZEŃ 2011 R.	SKALA:	1:100
		NR. RYS.:	E-4